

USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO / MANUAL DE USUÁRIO / MANUEL DE  
L'UTILISATEUR / MANUALE DELL'UTENTE / BENUTZERHANDBUCH / GEBUIKREK-  
SHANDLEIDING - BAS/AU1536



Medición del  
peso



Medición de  
calorías



Medición de la  
grasa corporal



Medición de la  
masa muscular



Medición de la  
masa ósea



Medición de  
agua corporal

AURA

# Báscula inteligente digital **Wireless BT**



## Check your phone model

Please confirm your phone or PC tablet can be adapted before using APP




Bluetooth 4.0 + and iOS 7.0 +



Bluetooth 4.0 + and Android 4.3 +

## Installing the battery

1. Remove the battery cover at the back of scale
2. Insert 2 X 1.5V AAA batteries (Included) into the scale correctly
3. Put back the battery cover.



## Set the unit

To set “unit”, press the button located on the back of scale, right behind the display. Choose the right unit you need: Kg, Lb or St.



## Installing APP

- Switch on Bluetooth
- Phone or tablet connects to Net (WiFi, 4G or 3G)
- Use your device to scan QR code or search “OKOK international” from App Store or Google Play to install App



iOS



Android



If Android can't download the "OKOK international" directly through scan barcode, you can get into "Google play" to download it.

## **Use the devices and register, complete user informations**




Open "OKOK International"

1. If you have the account, fill the email and password to enter;
2. Haven't the account, click "Join us", register your personal information correctly.

Nickname > Gender > Birthday > Height > Target

(Target: According to your physical information, your standard weight range is calculated by using the BMI)

3. If you are registered and forgot the Password, select "Forget password".



Set the phone open "Bluetooth"  
Enter into the main screen on  
APP

Click the “Device”; Turn on the scale; Bind the Bluetooth scale on APP

Device



Bind Bluetooth Scale

Bluetooth not turned on, please turn it on



Please step scale lightly and  
keep its screen light on.

Not Bind Now

Click the “Go” add the device.



Device



Add device

# Measuring

Keep the Bluetooth on and stand on the scale, the value will display on your screen




07/25/2018 12:38

History

Weight	50.0	Healthy
BMI	21.4	Healthy

Click the recorded value, view measurement results



Click the "Trend"  
Easy to check each item data.

## APP Functions

Click the image icon to go to the personal profile, you can change / monitor the personal information accordingly.



Displays weight, body fat or BMI, you can scroll down to see histories.

Click “weight” area to see your Weight, Fat (%), Muscle (%), Hydration (%), BMI, Visceral Fat (%), Bone (LB), Calories (Kcal/day).

Your personal information is related with Algorithm accuracy, thus please make sure that your personal details like gender, height, age are entered correctly.

Note:

1. If only weight data is available, click “weight” will simply pop up weight and BMI data.
2. The report is based on full evaluation of all measurements thus it will function only when all measurements are valid, and all data are automatically saved while weighing.
3. If your phone is not available for pairing when you are weighing, the data will be updated when they connect.



It will display you maximum, minimum, and average weight, body

fat percentage, hydration, muscle mass percentage, bone mass percentage in week, month, quarter periods.

The generated graphs help you easily see the trend of this data.






Open the “OKOK” APP, click “Go” to add the device before to weight, otherwise can't display the data same as scale.



1. Open the bluetooth function on phone, turn on the scale, keep its screen light on, Bind the Bluetooth scale

2. If one scale have connected the “OKOK” APP by phone, now want to change another phone use APP to connect the scale, firstly, Unbind the bluetooth scale.



1.  **My target weight** Editor the target weight here.
2.  **Family Member**

Invite up to other 7 household members add his / her name, gender, date of birth & height.

3.  Setting interface used to set account and



unpair the scale and so on

## Main Function

- Display: All data displayed when power on
- Capacity: 6 Kg - 180 Kgs
- Division: 1D = 100 g / 0.2 lb
- Unit: KG / LB / ST
- Voltage: 3.0 V
- Battery: 2 X AAA battery
- Best working temperature: 5 ~ 35° C
- Storage temperature -10 ~ 60° C
- Moisture environment: < = 90% RH
- Bluetooth frequency band: 2.4 Ghz
- Maximum emitted RF power < 100 mW

## Special Display

- Low battery less than 2.4V, display “Lo” and power off
- Overload indication: overload more than 2.5 Kgs, total 182.5 Kg display “Err”, fat and other data error display “Err”
- The auto power off: no operation about 20 seconds will automatically be turned off

## Special Display

1. Keep scale surface dry to avoid accident by slipping.
2. Please put the scale in a dry place to protect the internal electronic components.

3. Please use micro cloth to clean the scale, not immersed in water.
4. Please don't remove the scale except replace the battery.
5. Please don't use heavy percussion or falls from a height.
6. Please don't persistent put heavy on the scale to avoid damage to the high precision sensor.

## Main Function

1. Please keep the scale away from wet floor, don't use the scale
2. Please stand on the middle of scale in case of turnover.
3. The platform of the scale is made of glass, please avoid sharp things scratching the surface, excessive forces or sudden shocks, unexpected fallen-off will break the glass and injure the user.
4. The Scale is not waterproof. Keep the surrounding environment dry, do not submerge it in water.
5. use cloth with neutral cleaning liquids to clena the surface, keep away contacting with organic solvent nor chemicals.
6. When the batteries are in low power status, please remove the batteries in case for leaking liquids corrode the scale.

## Notices

1. Please stand on the scale in the right direction.
2. Please stand on the scale no less than 10 seconds if you measure body fat.
3. Please confirm gender, height, weight data is correct.

## GUARANTEE

### DEVICE

ITEM: \_\_\_\_\_

Serial number: \_\_\_\_\_

### ESTABLISHMENT

Purchase date: \_\_\_\_\_



Establishment signature

+34 91 713 94 98

**INNOVA CELULAR SL**  
C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B  
28521 Rivas-Vaciamadrid  
Madrid



**Note:** Do not expose the scale at extreme temperatures, the batteries could exploit.

**NOTE:** The BASCULA INTELIGENTE DIGITAL WIRELESS BT (BAS/AU1536 (BLUETOOTH SCALE EBS-016, EBS-016K, EBS-016W, EBS016R, EBS016G, EBS016A, EBS016B, EBS016C) has a three-year warranty from the date of purchase, except for the batteries, which must be maintained by the customer.

## Declaration of conformity

Through this INNOVA CELLULAR, it declares that the BASCULA INTELIGENTE DIGITAL WIRELESS BT (BAS/AU1536 (BLUETOOTH SCALE EBS-016, EBS-016K, EBS-016W, EBS016R, EBS016G, EBS016A, EBS016B, EBS016C) complies with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directives 2014/53/EU (RED), RoHS 2011/65/EU, annex II (EU) 2015/863 and mentioned en (EU) 2017/2102 , of the European Parliament and of the Council, transposed to Spanish legislation through Royal Decree 188/2016, of May 6, 2016. To see the complete declaration of conformity, you can access it through the following link:

[http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_bas-au1536.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_bas-au1536.pdf)

## Customer Service

Only in English or Spanish

Servicio de atención al cliente / Customer

Service (Español / English): +34 91 713 94 98

**Horario de atención al cliente:** De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

**Working hours:** Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

[sac@innovacelular.com](mailto:sac@innovacelular.com)

## Compruebe el modelo de su teléfono

Por favor compruebe que su Smartphone o tablet es compatible antes de instalar la APP




Bluetooth 4.0 + y iOS 7.0 +



Bluetooth 4.0 + y Android 4.3 +

## Instalación de la batería

1. Retire la tapa de la batería en la parte posterior de la báscula
2. Inserte 2 pilas AAA de 1.5V (incluidas) en la báscula correctamente
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería.



## Configurar la unidad de medida

Para configurar la "unidad", presione el botón ubicado en la parte trasera de la báscula, justo detrás de la pantalla. Elija la unidad correcta que necesita: Kg, Lb o St.



## Instalación de la APP

- Encienda el Bluetooth
- Conecte el Smartphone o la tablet a (WiFi, 4G or 3G)
- Escanee el código QR o busque "OKOK internacional" en App Store o Google Play para instalar la aplicación.



iOS



Android



Si con Android no puede descargar la APP "OKOK internacional" directamente a través del código de barras de escaneo, puede acceder a "Google play" para descargarlo.

## **Uso de los dispositivos, registro y cumplimiento de la información del usuario**




Abrir la APP "OKOK International"

1. Si tiene una cuenta, ingrese el correo electrónico y la contraseña para acceder;
2. Si no tiene cuenta, haga clic en "Únase a nosotros", y registre su información personal correctamente.

Apodo > Género > Fecha nacimiento > Altura > Objetivo


(Objetivo: Según su información física, su rango de peso estándar se calcula utilizando el IMC)

3. Si está registrado y olvidó la contraseña, seleccione "Olvidé mi contraseña".



Encienda el “Bluetooth” de su Smartphone e ingrese a la pantalla principal de la APP

Haga click en “Dispositivo”; Encienda la báscula; Siga los pasos de la APP para vincular la báscula



Haga click en “Ir” para comenzar







# Medición

Mantenga el Bluetooth encendido y súbase a la báscula, el valor se mostrará en pantalla

Haga clic en el valor registrado, verá los resultados de medición



Haga clic en "Trend" para verificar los datos de cada artículo.

## Funciones de la APP

Haga clic en el icono de la imagen para ir al perfil personal, puede cambiar / monitorear la información personal.



Muestra peso, grasa corporal o IMC, puede desplazarse hacia abajo para ver los historiales.

Haga clic en el área "peso" para ver su peso, grasa (%), músculo (%), hidratación (%), IMC, grasa visceral (%), hueso (LB), calorías (Kcal / día).

Su información personal está relacionada con la precisión del algoritmo, por lo tanto, asegúrese de que sus datos personales como el sexo, la altura, la edad están correctamente introducidos.

Nota:

1. Si solo hay datos de peso disponibles, haga clic en "peso" simplemente aparecerá los datos del peso e IMC.
2. El informe se basa en una evaluación completa de todas las mediciones, por lo que funcionará solo cuando todas las mediciones sean válidas y todos los datos se guarden automáticamente mientras se esté pesando.
3. Si su teléfono no está disponible para vincularlo cuando se está pesando, los datos se actualizarán cuando estén vinculados.



Mostrará su peso máximo, mínimo y promedio, porcentaje de grasa corporal, hidratación, porcentaje de masa muscular, por-


centaje de masa ósea en períodos de semana, mes y trimestre. Los gráficos generados lo ayudan a ver fácilmente la tendencia de estos datos.





Abra la APP "OKOK", haga clic en "Ir" para agregar el dispositivo antes de pesarse, de lo contrario no podrá visualizar los datos en su dispositivo móvil.



1. Conecte el bluetooth en el teléfono, encienda la báscula, mantenga encendida la luz de la pantalla y enlace la báscula
2. Si ya tiene vinculada la báscula en un teléfono y ahora quiere cambiar de teléfono, debe desvincularla primero del Smartphone anterior.



1.  **My target weight**      Objetivo de peso
2.  **Family Member**

Invite a otros 7 miembros del hogar a agregar su nombre, género, fecha de nacimiento y altura.

3.  Configuración de la interfaz utilizada para

configurar la cuenta y desvincular la báscula, etc.

## **Función principal**

- Pantalla: todos los datos se muestran cuando se enciende
- Capacidad: 6 Kg - 180 Kgs
- División: 1D = 100 g / 0.2 lb
- Unidad: KG / LB / ST
- Voltaje: 3.0 V
- Batería: 2 X pilas AAA
- Mejor temperatura de trabajo: 5 ~ 35° C
- Temperatura de almacenamiento -10 ~ 60° C
- Ambiente de humedad: <= 90% HR
- Banda de frecuencia del Bluetooth: 2.4 Ghz
- Potencia máxima RF emitida < 100 mW

## **Indicaciones en pantalla**

- Batería baja de menos de 2.4V, la pantalla "Lo" y apagado
- Indicación de sobrecarga: sobrecarga de más de 2.5 Kgs, un total de 182.5 Kg muestra "Err", muestra de error de grasa y otros datos "Err"
- El apagado automático: Si no hay ninguna acción en 20 segundos se apagará automáticamente

## **Indicaciones de seguridad**

1. Mantenga la superficie de la báscula seca para evitar accidentes por resbalones.
2. Coloque la báscula en un lugar seco para proteger los componentes electrónicos internos.

3. Utilice un paño húmedo para limpiar la báscula.
4. No manipule la báscula
5. Evite caídas de la báscula
6. Por favor, no ponga mucho peso en la báscula para evitar dañar el sensor de alta precisión.

## **Función principal**

1. Mantenga la báscula lejos del suelo mojado, de ser así no la use.
2. Súbase en el medio de la báscula.
3. La plataforma de la báscula está hecha de vidrio, evite que objetos afilados rasquen la superficie, fuerzas excesivas o golpes repentinos, una caída inesperada romperá el vidrio y lesionará al usuario.
4. La báscula no es sumergible. Manténgala seca, no lo sumerja en agua.
5. Use un paño húmedo para limpiar la superficie, manténga alejados de la báscula los disolventes o productos químicos.
6. Cuando las baterías estén en estado de baja potencia, retírelas.

## **Notas**

1. Súbase en la báscula en la posición correcta.
2. Quédese subido en la báscula al menos 10 segundos para que las mediciones se hagan correctamente.
3. Confirme que los datos de sexo, altura y peso son correctos.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### EQUIPO

Modelo: \_\_\_\_\_

Nº de Serie: \_\_\_\_\_

### ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: \_\_\_\_\_



Sello del establecimiento

**+34 91 713 94 98**

**INNOVA CELULAR SL**  
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B  
28521 Rivas-Vaciamadrid  
Madrid



**Nota:** No exponga la báscula a temperaturas extremas, las pilas podrían explotar

**NOTA:** La BASCULA INTELIGENTE DIGITAL WIRELESS BT (BAS/AU1536 (BLUETOOTH SCALE EBS-016, EBS-016K, EBS-016W, EBS016R, EBS016G, EBS016A, EBS016B, EBS016C) tiene tres años de garantía desde la fecha de compra, excepto las pilas cuyo mantenimiento corresponde al cliente.

## Declaración de conformidad

Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que la BASCULA INTELIGENTE DIGITAL WIRELESS BT (BAS/AU1536 (BLUETOOTH SCALE EBS-016, EBS-016K, EBS-016W, EBS016R, EBS016G, EBS016A, EBS016B, EBS016C)) cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas CE 2014/53/EU (RED), RoHS 2011/65/EU, anexo II (EU) 2015/863 y mencionado en (EU) 2017/2102, del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link:

[http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_bas-au1536.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_bas-au1536.pdf)

## Servicio de atención al cliente

Sólo en Inglés y/o Español

Servicio de atención al cliente / Customer

Service (Español / English):

+34 91 713 94 98

**Horario de atención al cliente:** De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

**Working hours:** Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00  
[sac@innovacelular.com](mailto:sac@innovacelular.com)

## Verifique o modelo do seu telefone

Verifique se o seu smartphone ou tablet é compatível antes de instalar o APP




Bluetooth 4.0 + e iOS 7.0 +



Bluetooth 4.0 + e Android 4.3 +

## Instalação da bateria

1. Remova a tampa da bateria na parte traseira da balança
2. Insira 2 pilhas AAA de 1,5V (incluídas) na balança corretamente
3. Volte a colocar a tampa da bateria.



## Configure a unidade de medida

Para configurar a "unidade", pressione o botão localizado na parte traseira da balança, logo atrás da tela. Escolha a unidade correta que você precisa: Kg, Lb ou St.



## Instalação da APP

- Ligue o Bluetooth
- Conecte o smartphone ou tablet a (WiFi, 4G ou 3G)
- Digitalize o código QR ou pesquise "International OKOK" na App Store ou no Google Play para instalar o aplicativo.





iOS



Android






Se com o Android você não puder baixar o aplicativo "OKOK international" diretamente através do código de barras da digitalização, poderá acessar o "Google play" para fazer o download.

## **Uso de dispositivos, registro e preenchimento de informações do usuário**

Abra o aplicativo "OKOK International"

1. Se você possui uma conta, digite o email e a senha para acessar;
2. Se você não possui uma conta, clique em "Junte-se a nós" e registre suas informações pessoais corretamente.  
Apelido> Sexo> Data de nascimento> Altura> Objetivo (Objetivo: de acordo com suas informações físicas, sua faixa de peso padrão é calculada usando o IMC)
3. Se você está registrado e esqueceu sua senha, selecione "Esqueci minha senha".



Ligue o “Bluetooth” do seu Smartphone e entre na tela principal do APP

Clique em "Dispositivo"; Ligue a balança; Siga as etapas no APP para vincular a balança

Device



Bind Bluetooth Scale

Bluetooth not turned on, please turn it on



Please step scale lightly and keep its screen light on.

Not Bind Now

Clique em "Ir" para começar



Device





Add device

# Medição

Mantenha o Bluetooth ligado e entre na balança, o valor será exibido

Clique no valor registrado, você verá os resultados da medição



Clique em "Tendência" para verificar os dados de cada item.

## Funções da APP

Clique no ícone da imagem para acessar o perfil pessoal, você pode alterar / monitorar as informações pessoais.



Mostra peso, gordura corporal ou IMC, você pode rolar para baixo para ver os registros.

Clique na área "peso" para ver seu peso, gordura (%), músculo (%), hidratação (%), IMC, gordura visceral (%), osso (LB), calorias (Kcal / dia).

Suas informações pessoais estão relacionadas à precisão do algoritmo; portanto, verifique se seus dados pessoais, como sexo, altura e idade, foram inseridos corretamente.

Nota:


1. Se apenas dados de peso estiverem disponíveis, clique em "peso", os dados de peso e IMC simplesmente aparecerão.
2. O relatório é baseado em uma avaliação completa de todas as medições, portanto, funcionará apenas quando todas as medições forem válidas e todos os dados forem salvos automaticamente durante a pesagem.
3. Se o seu telefone não estiver disponível para emparelhar quando estiver sendo pesado, os dados serão atualizados quando estiverem vinculados.



Ele mostrará seu peso máximo, mínimo e médio, porcentagem de gordura corporal, hidratação, porcentagem de massa muscular.

lar, porcentagem de massa óssea em períodos da semana, mês e trimestre.

Os gráficos gerados ajudam a ver facilmente a tendência desses dados.




Abra o aplicativo "OKOK", clique em "Ir" para adicionar o dispositivo antes da pesagem, caso contrário, você não poderá visualizar os dados no seu dispositivo móvel.




1. Conecte o bluetooth ao telefone, ligue a balança, mantenha a luz da tela acesa e vincule a balança
2. Se você já tem a balança vinculada a um telefone e agora deseja alterá-lo, primeiro desvincule-a do Smartphone anterior.

1.



2.



Alvo de peso

Convide outros 7 membros da família para adicionar nome, sexo, data de nascimento e altura.

3.



Configuração da interface usada para configurar a conta e desvincular a balança, etc.

## **Função principal**

- Visor: todos os dados são exibidos quando ligados
- Capacidade: 6 Kg - 180 Kgs
- Divisão: 1D = 100 g / 0,2 lb
- Unidade: KG / LB / ST
- Tensão: 3,0 V
- Bateria: 2 pilhas AAA
- Melhor temperatura de trabalho: 5 ~ 35° C
- Temperatura de armazenamento -10 ~ 60° C
- Ambiente de umidade: <= 90% RH
- Banda de frequência Bluetooth: 2,4 Ghz
- Potência máxima de RF emitida <100 mW

## **Indicações na tela**

- Bateria fraca com menos de 2,4 V, exibir "Lo" e desligar
- Indicação de sobrecarga: sobrecarga superior a 2,5 Kgs, um total de 182,5 Kg mostra "Err", mostra erro de graxa e outros dados "Err"
- Desligamento automático: se não houver ação em 20 segundos, ele será desligado automaticamente

## **Instruções de segurança**

1. Mantenha a superfície da balança seca para evitar acidentes com escorregões.
2. Coloque a balança em um local seco para proteger os componentes eletrônicos internos.
3. Use um pano úmido para limpar a balança.
4. Não manuseie a balança

5. Evite quedas de escala
6. Por favor, não coloque muito peso na balança para evitar danificar o sensor de alta precisão.

## **Função principal**

1. Mantenha a balança longe do chão molhado, caso contrário, não a use.
2. Entre no meio da balança.
3. A plataforma da balança é feita de vidro, evite que objetos pontiagudos arranhem a superfície, forças excessivas ou golpes repentinos, uma queda inesperada quebrará o vidro e ferirá o usuário.
4. A balança não é submersível. Mantenha-o seco, não o mergulhe na água.
5. Use um pano úmido para limpar a superfície, mantenha solventes ou produtos químicos afastados da balança.
6. Quando as baterias estiverem com pouca energia, remova-as.

## **Anotações**

1. Suba na balança na posição correta.
2. Mantenha a balança por pelo menos 10 segundos para que as medições sejam feitas corretamente.
3. Confirme se os dados de sexo, altura e peso estão corretos.



## CERTIFICADO DE GARANTIA

### EQUIPO

Modelo: \_\_\_\_\_

Nº de Serie: \_\_\_\_\_

### ESTABLECIMIENTO

Fecha de Compra: \_\_\_\_\_



Sello del establecimiento

**+34 91 713 94 98**

**INNOVA CELULAR SL**

C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B  
28521 Rivas-Vaciamadrid  
Madrid



**Nota:** Não exponha a balança a temperaturas extremas, as baterias podem explodir

**NOTA:** A BASCULA INTELIGENTE DIGITAL WIRELESS BT (BAS/AU1536 (BLUETOOTH SCALE EBS-016, EBS-016K, EBS-016W, EBS016R, EBS016G, EBS016A, EBS016B, EBS016C) tem garantia de três anos a partir da data de compra, exceto para baterias cuja manutenção é do cliente.

## Declaração de conformidade

Por meio desta INNOVA CELLULAR declara que o BASCULA INTELIGENTE DIGITAL WIRELESS BT (BAS/AU1536 (BLUETOOTH SCALE EBS-016, EBS-016K, EBS-016W, EBS016R, EBS016G, EBS016A, EBS016B, EBS016C)) cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou aplicáveis das Diretivas da CE 2014/53/UE (RED), RoHS 2011/65/UE, anexo II (UE) 2015/863 e mencionado em (UE) 2017/2102, do Parlamento Europeu e do Conselho, transposto para a legislação espanhola pelo Decreto Real 188/2016, de 6 de maio de 2016.

Para visualizar a declaração completa de conformidade, você pode acessar o seguinte link:

[http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_bas-au1536.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_bas-au1536.pdf)

## Serviço de atenção ao cliente

Somente em inglês e / ou espanhol

Servicio de atención al cliente / Customer

Service (Español / English):

+34 91 713 94 98

**Horario de atención al cliente:** De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

**Working hours:** Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00  
[sac@innovacelular.com](mailto:sac@innovacelular.com)

## Vérifiez votre modèle de téléphone

Veillez vérifier que votre smartphone ou tablette est compatible avant d'installer l'APP




Bluetooth 4.0 + et iOS 7.0 +



Bluetooth 4.0 + et Android 4.3 +

## Installation de la batterie

1. Retirez le couvercle des piles à l'arrière de la balance
2. Insérez correctement 2 piles AAA de 1,5 V (incluses) dans la balance
3. Remettez le couvercle de la batterie en place.



## Configurer l'unité de mesure

Pour configurer "l'unité", appuyez sur le bouton situé à l'arrière de la balance, juste derrière l'écran. Choisissez l'unité correcte dont vous avez besoin: Kg, Lb ou St.



## Installation APP

- Activez Bluetooth
- Connectez le smartphone ou la tablette à (WiFi, 4G ou 3G)
- Scannez le code QR ou recherchez «International OKOK» dans l'App Store ou Google Play pour installer l'application.



iOS



Android






Si avec Android vous ne pouvez pas télécharger l'APP "OKOK international" directement via le code-barres de numérisation, vous pouvez accéder à "Google play" pour le télécharger.

## **Utilisation des appareils, enregistrement et saisie des informations utilisateur**

Ouvrez l'APP «OKOK International»

1. Si vous avez un compte, entrez l'e-mail et le mot de passe pour y accéder;
2. Si vous n'avez pas de compte, cliquez sur "Rejoignez-nous" et enregistrez correctement vos informations personnelles.  
Pseudo> Sexe> Date de naissance> Taille> Objectif (Objectif: Selon vos informations physiques, votre plage de poids standard est calculée à l'aide de l'IMC)
3. Si vous êtes inscrit et avez oublié votre mot de passe, sélectionnez "J'ai oublié mon mot de passe".



Allumez le «Bluetooth» de votre smartphone et entrez dans l'écran principal de l'APP

Cliquez sur "Appareil"; Allumez la balance; Suivez les étapes de l'APP pour lier l'échelle

Device



Bind Bluetooth Scale

Bluetooth not turned on, please turn it on



Please step scale lightly and keep its screen light on.

Not Bind Now

Cliquez sur "Go" pour commencer



Device





Add device

# Mesure

Gardez le Bluetooth allumé et montez sur la balance, la valeur sera affichée

Cliquez sur la valeur enregistrée, vous verrez les résultats de mesure



Cliquez sur "Tendance" pour vérifier les données de chaque article.

## Fonctions APP

Cliquez sur l'icône d'image pour accéder au profil personnel, vous pouvez modifier / contrôler les informations personnelles.



Affiche le poids, la graisse corporelle ou l'IMC, vous pouvez faire défiler vers le bas pour voir les enregistrements.

Cliquez sur la zone "poids" pour voir votre poids, graisse (%), muscle (%), hydratation (%), IMC, graisse viscérale (%), os (LB), calories (Kcal / jour).

Vos informations personnelles sont liées à l'exactitude de l'algorithme, par conséquent, assurez-vous que vos données personnelles telles que le sexe, la taille, l'âge sont correctement saisies.

Remarque:

1. Si seules les données de poids sont disponibles, cliquez sur "poids", les données de poids et d'IMC apparaîtront simplement.
2. Le rapport est basé sur une évaluation complète de toutes les mesures, il ne fonctionnera donc que lorsque toutes les mesures sont valides et que toutes les données sont automatiquement enregistrées pendant la pesée.
3. Si votre téléphone n'est pas disponible pour le couplage lors de la pesée, les données seront mises à jour lorsqu'elles seront liées.




Il montrera votre poids maximum, minimum et moyen, pourcentage de graisse corporelle, hydratation, pourcentage de masse




musculaire, pourcentage de masse osseuse en périodes de semaine, mois et trimestre.


Les graphiques générés vous aident à voir facilement la tendance de ces données.





Ouvrez l'application "OKOK", cliquez sur "Go" pour ajouter l'appareil avant la pesée, sinon vous ne pourrez pas voir les données sur votre appareil mobile.



1. Connectez le Bluetooth au téléphone, allumez la balance, laissez la lumière de l'écran allumée et reliez la balance
2. Si vous avez déjà la balance liée à un téléphone et que vous souhaitez maintenant changer de téléphone, vous devez d'abord la dissocier du smartphone précédent.



1.  **My target weight**      Objectif de poids
2.  **Family Member**

Invitez 7 autres membres du ménage à ajouter leur nom, sexe, date de naissance et taille.

3.  Configuration d'interface utilisée pour

configurer le compte et dissocier l'échelle, etc.

## Fonction principale

- Affichage: toutes les données sont affichées à la mise sous tension
- Capacité: 6 Kg - 180 Kgs
- Division: 1D = 100 g / 0,2 lb
- Unité: KG / LB / ST
- Tension: 3,0 V
- Batterie: 2 piles AAA
- Meilleure température de travail: 5 ~ 35° C
- Température de stockage -10 ~ 60° C
- Environnement d'humidité: <= 90% HR
- Bande de fréquence Bluetooth : 2,4 Ghz
- Puissance RF maximale émise <100 mW

## Indications à l'écran

- Batterie faible de moins de 2,4 V, affichage "Lo" et éteint
- Indication de surcharge: une surcharge de plus de 2,5 Kgs, un total de 182,5 Kg affiche "Err", indique une erreur de graisse et d'autres données "Err"
- Arrêt automatique: s'il n'y a aucune action en 20 secondes, il s'éteindra automatiquement

## Consignes de sécurité

1. Gardez la surface de la balance sèche pour éviter les accidents de glissement.
2. Placez la balance dans un endroit sec pour protéger les

composants électroniques internes.

3. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la balance.
4. Ne manipulez pas la balance
5. Évitez les chutes de tartre
6. Veuillez ne pas mettre trop de poids sur la balance pour éviter d'endommager le capteur de haute précision.

## Fonction principale

1. Gardez la balance loin du sol humide, sinon, ne l'utilisez pas.
2. Mettez-vous au milieu de l'échelle.
3. La plate-forme de la balance est en verre, évitez les objets tranchants qui rayent la surface, les forces excessives ou les coups soudains, une chute inattendue cassera le verre et blessera l'utilisateur.
4. L'échelle n'est pas submersible. Gardez-le au sec, ne le plongez pas dans l'eau.
5. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la surface, éloignez les solvants ou les produits chimiques de la balance.
6. Lorsque les batteries sont dans un état de faible puissance, retirez-les.

## Remarques

1. Montez sur la balance dans la bonne position.
2. Restez sur la balance pendant au moins 10 secondes pour que les mesures soient effectuées correctement.
3. Confirmez que les données sur le sexe, la taille et le poids sont correctes.

## CERTIFICAT DE GARANTIE

### ÉQUIPE

Modèle: \_\_\_\_\_

N° de série: \_\_\_\_\_

### ÉTABLISSEMENT

Date d'achat: \_\_\_\_\_



Sceau de l'établissement

**+34 91 713 94 98**

**INNOVA CELULAR SL**  
C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B  
28521 Rivas-Vaciamadrid  
Madrid



**Remarque:** N'exposez pas la balance à des températures extrêmes, les piles peuvent exploser

**REMARQUE:** La BASCULA INTELIGENTE DIGITAL WIRELESS BT (BAS/AU1536 (BLUETOOTH SCALE EBS-016, EBS-016K, EBS-016W, EBS016R, EBS016G, EBS016A, EBS016B, EBS016C) bénéficie d'une garantie de trois ans à compter de la date d'achat, sauf pour les batteries dont l'entretien correspond au client.

## Déclaration de conformité

Au moyen de cette INNOVA CELLULAR déclare que le BASCULA INTELIGENTE DIGITAL WIRELESS BT (BAS/AU1536 (BLUETOOTH SCALE EBS-016, EBS-016K, EBS-016W, EBS016R, EBS016G, EBS016A, EBS016B, EBS016C)) est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou exécutoire des directives CE 2014/53/EU (RED), RoHS 2011/65/EU, annexe II (EU) 2015/863 et mentionné dans (EU) 2017/2102 , du Parlement européen et du Conseil, transposé dans la législation espagnole par le décret royal 188/2016 du 6 mai 2016. Pour consulter la déclaration de conformité complète, vous pouvez accéder via le lien suivant: [http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_bas-au1536.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_bas-au1536.pdf)

## Service client

Uniquement en anglais et / ou espagnol  
Servicio de atención al cliente / Customer  
Service (Español / English):  
+34 91 713 94 98

**Horario de atención al cliente:** De lun. a Jue.  
de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de  
09:00 a 14:00

**Working hours:** Mon to Thu from 08:00 to 14:00  
and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00  
[sac@innovacelular.com](mailto:sac@innovacelular.com)

## Controlla il tuo modello di telefono

Verifica che lo smartphone o il tablet sia compatibile prima di installare l'APP




Bluetooth 4.0 + e iOS 7.0 +



Bluetooth 4.0 + e Android 4.3 +

## Installazione della batteria

1. Rimuovere il coperchio della batteria sul retro della bilancia
2. Inserire correttamente 2 batterie AAA da 1,5 V (incluse) nella bilancia
3. Sostituire il coperchio della batteria.



## Configura l'unità di misura

Per impostare l'"unità", premere il pulsante situato sul retro della bilancia, proprio dietro lo schermo. Scegli l'unità corretta di cui hai bisogno: Kg, Lb o St.



## Installazione APP

- Attiva il Bluetooth
- Collega lo smartphone o il tablet a (WiFi, 4G o 3G)
- Scansiona il codice QR o cerca "OKOK internazionale" nell'App Store o in Google Play per installare l'applicazione.



iOS



Android





Se con Android non è possibile scaricare l'APP "OKOK international" direttamente tramite il codice a barre di scansione, è possibile accedere a "Google play" per scaricarlo.

## **Utilizzo dei dispositivi, registrazione e compilazione delle informazioni dell'utente**

Apri l'APP "OKOK International"

1. Se hai un account, inserisci l'e-mail e la password per accedere;
2. Se non si dispone di un account, fare clic su "Unisciti a noi" e registrare correttamente le informazioni personali.  
Soprannome> Sesso> Data di nascita> Altezza> Obiettivo (Obiettivo: in base alle informazioni fisiche, il range di peso standard viene calcolato utilizzando l'IMC)
3. Se sei registrato e hai dimenticato la password, seleziona "Ho dimenticato la mia password".



Attiva il "Bluetooth" del tuo smartphone e accedi alla schermata principale dell'APP



Clicca su "Dispositivo"; Accendi la bilancia; Seguire i passaggi nell'APP per collegare la bilancia

Device



Bind Bluetooth Scale

Bluetooth not turned on, please turn it on



Please step scale lightly and keep its screen light on.

Not Bind Now

Fare clic su "Vai" per iniziare



Device



Add device

# Misurazione



Tenere acceso il Bluetooth e salire sulla bilancia, verrà visualizzato il valore

Fai clic sul valore registrato, vedrai i risultati della misurazione



07/25/2018 12:38 History

Weight	50.0	Healthy
BMI	21.4	Healthy



Fai clic su "Tendenza" per verificare i dati di ciascun articolo.

## Funzioni APP

Fare clic sull'icona dell'immagine per accedere al profilo personale, è possibile modificare / monitorare le informazioni personali.



Mostra peso, grasso corporeo o BMI, puoi scorrere verso il basso per vedere i record.

Fai clic sull'area "peso" per visualizzare peso, grasso (%), muscolo (%), idratazione (%), BMI, grasso viscerale (%), osso (LB), calorie (Kcal / giorno).

Le tue informazioni personali sono legate all'accuratezza dell'algoritmo, quindi assicurati che i tuoi dati personali come sesso, altezza, età siano inseriti correttamente.

Nota:

1. Se sono disponibili solo i dati di peso, fare clic su "peso", i dati di peso e BMI appariranno semplicemente.
2. Il rapporto si basa su una valutazione completa di tutte le misurazioni, quindi funzionerà solo quando tutte le misurazioni sono valide e tutti i dati vengono salvati automaticamente durante la pesatura.
3. Se il telefono non è disponibile per l'accoppiamento quando viene pesato, i dati verranno aggiornati quando sono collegati.



Mostrerà il tuo peso massimo, minimo e medio, percentuale di grasso corporeo, idratazione, percentuale di massa muscolare,

percentuale di massa ossea in periodi di settimana, mese e trimestre.


La grafica generata ti aiuta a vedere facilmente l'andamento di questi dati.





Apri l'APP "OKOK", fai clic su "Vai" per aggiungere il dispositivo prima della pesatura, altrimenti non sarai in grado di visualizzare i dati sul tuo dispositivo mobile.




1. Collegare il bluetooth al telefono, accendere la bilancia, mantenere accesa la luce dello schermo e collegare la bilancia
2. Se la bilancia è già collegata a un telefono e ora si desidera modificare il telefono, è necessario innanzitutto scollegarlo dallo smartphone precedente.



1.  **My target weight**    Obiettivo di peso
2.  **Family Member**

Invita altri 7 membri della famiglia ad aggiungere il loro nome, sesso, data di nascita e altezza.

3.  Configurazione dell'interfaccia utilizzata per configurare l'account e scollegare la bilancia, ecc.

## Funzione principale

- Display: tutti i dati vengono visualizzati all'accensione
- Capacità: 6 Kg - 180 Kg
- Divisione: 1D = 100 g / 0,2 lb
- Unità: KG / LB / ST
- Tensione: 3,0 V.
- Batteria: 2 batterie AAA
- Migliore temperatura di lavoro: 5 ~ 35° C
- Temperatura di stoccaggio -10 ~ 60° C
- Ambiente di umidità: <= 90% RH
- Banda di frequenza Bluetooth: 2,4 Ghz
- Potenza RF massima emessa <100 mW

## Indicazioni sullo schermo

- Batteria scarica di meno di 2,4 V, display "Lo" e spento
- Indicazione di sovraccarico: sovraccarico di oltre 2,5 kg, per un totale di 182,5 kg viene visualizzato "Err", errore di grasso e altri dati "Err"
- Spegnimento automatico: se non viene eseguita alcuna azione in 20 secondi, si spegnerà automaticamente

## Istruzioni di sicurezza

1. Mantenere asciutta la superficie della bilancia per evitare incidenti di scivolamento.
2. Collocare la bilancia in un luogo asciutto per proteggere i componenti elettronici interni.

3. Utilizzare un panno umido per pulire la bilancia.
4. Non maneggiare la bilancia
5. Evitare cadute di calcare
6. Non appesantire molto la bilancia per evitare di danneggiare il sensore ad alta precisione.

## **Funzione principale**

1. Tenere la bilancia lontana dal terreno bagnato, in caso contrario, non utilizzarla.
2. Mettiti al centro della scala.
3. La piattaforma della bilancia è in vetro, evitare oggetti appuntiti che graffiano la superficie, forze eccessive o colpi improvvisi, una caduta inaspettata romperà il vetro e danneggerà l'utente.
4. La scala non è sommergibile. Tenerlo asciutto, non immergerlo in acqua.
5. Usare un panno umido per pulire la superficie, tenere solventi o sostanze chimiche lontano dalla bilancia.
6. Quando le batterie sono scariche, rimuoverle.

## **Note**

1. Salire sulla bilancia nella posizione corretta.
2. Rimanere sulla bilancia per almeno 10 secondi affinché le misurazioni vengano eseguite correttamente.
3. Confermare che i dati relativi a sesso, altezza e peso siano corretti.

## CERTIFICATO DI GARANZIA

### ATTREZZATURE

Modello: \_\_\_\_\_

N° di serie: \_\_\_\_\_

### ISTITUISCE

Data d'acquisto: \_\_\_\_\_



Sello del establecimiento

**+34 91 713 94 98**

**INNOVA CELULAR SL**  
C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B  
28521 Rivas-Vaciamadrid  
Madrid



**Note:** Non esporre la bilancia a temperature estreme, le batterie potrebbero esplodere

**NOTA:** La BASCULA INTELIGENTE DIGITAL WIRELESS BT (BAS/AU1536 (BLUETOOTH SCALE EBS-016, EBS-016K, EBS-016W, EBS016R, EBS016G, EBS016A, EBS016B, EBS016C) gode di una garanzia di tre anni dalla data di acquisto, ad eccezione delle batterie la cui manutenzione è a carico del cliente.

## Dichiarazione di conformità

Con questo INNOVA CELLULAR dichiara che il BASCULA INTELIGENTE DIGITAL WIRELESS BT (BAS/AU1536 (BLUETOOTH SCALE EBS-016, EBS-016K, EBS-016W, EBS016R, EBS016G, EBS016A, EBS016B, EBS016C)) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili o applicabili delle Direttive CE 2014/53/UE (RED), RoHS 2011/65/UE, allegato II (UE) 2015/863 e menzionato in (UE) 2017/2102, del Parlamento europeo e del Consiglio, recepito nella legislazione spagnola dal regio decreto 188/2016, del 6 maggio 2016. Per visualizzare la dichiarazione di conformità completa, è possibile accedere tramite il seguente link: [http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_bas-au1536.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_bas-au1536.pdf)

## Servizio clienti

Solo in inglese e / o spagnolo

Servicio de atención al cliente / Customer

Service (Español / English):

+34 91 713 94 98

**Horario de atención al cliente:** De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

**Working hours:** Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00  
[sac@innovacelular.com](mailto:sac@innovacelular.com)



## Überprüfen Sie Ihr Telefonmodell

Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Smartphone oder Tablet kompatibel ist, bevor Sie die APP installieren




Bluetooth 4.0 + und iOS 7.0 +



Bluetooth 4.0 + und Android 4.3 +

## Batterie einlegen

1. Entfernen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Waage
2. Legen Sie 2 1,5 V AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) richtig in die Waage ein
3. Setzen Sie die Batterieabdeckung.



## Konfigurieren Sie die Maßeinheit

Um die „Einheit“ einzustellen, drücken Sie die Taste auf der Rückseite der Waage, direkt hinter dem Bildschirm. Wählen Sie das richtige Laufwerk, das Sie benötigen: Kg, Lb oder St.



## APP-Installation

- Schalten Sie Bluetooth ein
- Verbinden Sie das Smartphone oder Tablet mit (WiFi, 4G oder 3G)
- Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie nach "Internatio-

nal OKOK" im App Store oder bei Google Play, um die Anwendung zu installieren.



iOS



Android




Wenn Sie mit Android die App "OKOK international" nicht direkt über den Scan-Barcode herunterladen können, können Sie auf "Google Play" zugreifen, um sie herunterzuladen.

## **Verwendung von Geräten, Registrierung und Ausfüllen von Benutzerinformationen**

Öffne die APP „OKOK International“

1. Wenn Sie ein Konto haben, geben Sie die E-Mail-Adresse und das Passwort ein, um darauf zuzugreifen.
2. Wenn Sie noch kein Konto haben, klicken Sie auf "Beitreten" und registrieren Sie Ihre persönlichen Daten korrekt.  
Spitzname> Geschlecht> Geburtsdatum> Größe> Ziel (Ziel: Gemäß Ihrer physischen Information wird Ihr Standardgewichtsbereich anhand des BMI berechnet.)
3. Wenn Sie registriert sind und Ihr Passwort vergessen haben, wählen Sie "Ich habe mein Passwort vergessen".




Email

Please input password

Login

Join Us

Forget password?



Profile


Nickname:

Gender:

Birthday: 1987-09-20

Height: 170 cm

Next



Target

According to your physical information, Your standard weight range is calculated by using the BMI

43.3kg

55.9kg

50.0 kg

Healthy

OK



F

No data

Last time

30-Days Best Weight (kg)

Target (kg)

Click "Go" to begin

Dynamic

Trend

Go


Device

Me

Schalten Sie das Bluetooth Ihres Smartphones ein und rufen Sie den Hauptbildschirm der APP auf

Klicken Sie auf "Gerät"; Schalte die Waage ein. Befolgen Sie die Schritte in der APP, um die Waage zu verknüpfen

Device



Bind Bluetooth Scale

Bluetooth not turned on, please turn it on



Please step scale lightly and keep its screen light on.

Not Bind Now

Klicken Sie auf "Los", um zu beginnen



Device



Add device


# Messung

Halten Sie Bluetooth an und steigen Sie auf die Waage. Der Wert wird angezeigt

Klicken Sie auf den registrierten Wert, um die Messergebnisse anzuzeigen



07/25/2018 12:38		History
Weight	50.0	Healthy
BMI	21.4	Healthy



Klicken Sie auf "Trend", um die Daten jedes Artikels zu überprüfen.

## APP-Funktionen

Klicken Sie auf das Bildsymbol, um zum persönlichen Profil zu gelangen. Sie können die persönlichen Informationen ändern / überwachen.



Zeigt Gewicht, Körperfett oder BMI an, können Sie nach unten scrollen, um die Aufzeichnungen anzuzeigen.

Klicken Sie auf den Bereich "Gewicht", um Ihr Gewicht, Fett (%), Muskel (%), Feuchtigkeit (%), BMI, viszerales Fett (%), Knochen (LB), Kalorien (Kcal / Tag) anzuzeigen.

Ihre persönlichen Daten hängen mit der Genauigkeit des Algorithmus zusammen. Vergewissern Sie sich daher, dass Ihre persönlichen Daten wie Geschlecht, Größe und Alter korrekt eingegeben wurden.

Hinweis:

1. Wenn nur Gewichtsdaten verfügbar sind, klicken Sie auf "Gewicht". Die Gewichts- und BMI-Daten werden einfach angezeigt.
2. Der Bericht basiert auf einer vollständigen Auswertung aller Messungen. Daher funktioniert er nur, wenn alle Messungen gültig sind und alle Daten beim Wiegen automatisch gespeichert werden.
3. Wenn Ihr Telefon beim Wägen nicht zum Koppeln zur Verfügung steht, werden die Daten aktualisiert, sobald sie verknüpft werden.



Es zeigt Ihr maximales, minimales und durchschnittliches Gewicht, den Prozentsatz an Körperfett, die Flüssigkeitszufuhr, den

Prozentsatz an Muskelmasse und den Prozentsatz an Knochenmasse in Wochen-, Monats- und Quartalsperioden an. Anhand der generierten Grafiken können Sie den Trend dieser Daten leicht erkennen.




Öffnen Sie die "OKOK" -APP, klicken Sie auf "Los", um das Gerät vor dem Wiegen hinzuzufügen. Andernfalls können Sie die Daten auf Ihrem Mobilgerät nicht anzeigen.




1. Verbinden Sie das Bluetooth mit dem Telefon, schalten Sie die Waage ein, lassen Sie die Bildschirmbeleuchtung an und verbinden Sie die Waage

2. Wenn Sie die Waage bereits mit einem Telefon verknüpft haben und Ihr Telefon jetzt ändern möchten, müssen Sie zunächst die Verknüpfung zum vorherigen Smartphone aufheben.



1.  **My target weight** Gewichtsziel

2.  **Family Member**

Bitte Sie 7 andere Haushaltsmitglieder, ihren Namen, ihr Geschlecht, ihr Geburtsdatum und ihre Größe anzugeben.

3.  Konfiguration der Schnittstelle zum Konfigurieren

des Kontos und Aufheben der Verknüpfung mit der Waage usw.

## Hauptfunktion

- Anzeige: Alle Daten werden beim Einschalten angezeigt
- Kapazität: 6 kg - 180 kg
- Teilung: 1 D = 100 g / 0,2 lb
- Einheit: KG / LB / ST
- Spannung: 3,0 V
- Batterie: 2 x AAA-Batterien
- Beste Arbeitstemperatur: 5 ~ 35 ° C
- Lagertemperatur -10 ~ 60° C
- Luftfeuchtigkeit: <= 90% rF
- Bluetooth-Frequenzband: 2,4 GHz
- Maximale emittierte HF-Leistung <100 mW

## Anzeigen auf dem Bildschirm

- Batterie schwach von weniger als 2,4 V, Anzeige "Lo" und aus
- Überlastanzeige: Überlast von mehr als 2,5 kg, insgesamt 182,5 kg zeigen "Err", Fettfehler und andere "Err" -Daten an
- Automatische Abschaltung: Wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Aktion erfolgt, wird das Gerät automatisch abgeschaltet

## Sicherheitshinweise

1. Halten Sie die Oberfläche der Waage trocken, um Rutschunfälle zu vermeiden.
2. Stellen Sie die Waage an einem trockenen Ort auf, um interne elektronische Komponenten zu schützen.



3. Reinigen Sie die Waage mit einem feuchten Tuch.
4. Fassen Sie die Waage nicht an
5. Vermeiden Sie Steinschläge
6. Bitte belasten Sie die Waage nicht zu stark, um eine Beschädigung des Präzisionssensors zu vermeiden.

## Hauptfunktion

1. Halten Sie die Waage von nassem Boden fern. Wenn nicht, verwenden Sie sie nicht.
2. Steigen Sie in die Mitte der Skala.
3. Die Waagenplattform besteht aus Glas. Vermeiden Sie scharfe Gegenstände, die die Oberfläche zerkratzen, übermäßige Kräfte oder plötzliche Stöße. Ein unerwarteter Sturz kann das Glas zerbrechen und den Benutzer verletzen.
4. Die Waage ist nicht tauchfähig. Halten Sie es trocken, tauchen Sie es nicht in Wasser.
5. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch und halten Sie Lösungsmittel oder Chemikalien von der Waage fern.
6. Wenn die Batterien schwach sind, entfernen Sie sie.

## Hinweise

1. Stellen Sie sich in der richtigen Position auf die Waage.
2. Bleiben Sie mindestens 10 Sekunden auf der Waage, damit die Messungen korrekt durchgeführt werden.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Angaben zu Geschlecht, Größe und Gewicht korrekt sind.

## GARANTIE-ZERTIFIKAT

### ELEKTRONISCHE AUSRÜSTUNG

Modell: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

### NIEDERLASSUNG

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

+ 34 91 713 94 98

INNOVA CELULAR SL  
C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B  
28521 Rivas-Vaciamadrid  
Madrid



**Hinweis:** Setzen Sie die Waage keinen extremen Temperaturen aus, da die Batterien explodieren können

**HINWEIS:** Die BASCULA INTELIGENTE DIGITAL WIRELESS BT (BAS/AU1536 (BLUETOOTH SCALE EBS-016, EBS-016K, EBS-016W, EBS016R, EBS016G, EBS016A, EBS016B, EBS016C) hat eine dreijährige Garantie ab Kaufdatum, mit Ausnahme von Batterien, deren Wartung dem Kunden obliegt.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt INNOVA CELLULAR, dass die BASCULA INTELIGENTE DIGITAL WIRELESS BT (BAS/AU1536 (BLUETOOTH SCALE EBS-016, EBS-016K, EBS-016W, EBS016R, EBS016G, EBS016A, EBS016B, EBS016C)) die grundlegenden Anforderungen und alle anderen anwendbaren oder durchsetzbaren Bestimmungen der EG-Richtlinien 2014/53/EU (RED), RoHS 2011/65/EU, Anhang II (EU) 2015/863 und erwähnt in (EU) 2017/2102 des Europäischen Parlaments und des Rates, umgesetzt durch das Königliche Dekret 188/2016 vom 6. Mai 2016 in spanisches Recht. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:  
[http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_bas-au1536.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_bas-au1536.pdf)

## Kundendienst

Nur in Englisch und / oder Spanisch  
Servicio de atención al cliente / Customer  
Service (Español / English):  
+34 91 713 94 98

**Horario de atención al cliente:** De lun. a Jue.  
de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de  
09:00 a 14:00

**Working hours:** Mon to Thu from 08:00 to 14:00  
and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00  
[sac@innovacelular.com](mailto:sac@innovacelular.com)

## Controleer uw telefoonmodel

Controleer of uw smartphone of tablet compatibel is voordat u de app installeert




Bluetooth 4.0 + en iOS 7.0 +



Bluetooth 4.0 + en Android 4.3 +

## Batterij installatie

1. Verwijder het batterijklepje aan de achterkant van de weegschaal
2. Plaats 2 1,5V AAA-batterijen (meegeleverd) correct in de weegschaal
3. Plaats het batterijklepje terug.



## Configureer de maateenheid

Om de "eenheid" in te stellen, drukt u op de knop aan de achterkant van de schaal, net achter het scherm. Kies de juiste eenheid die u nodig hebt: Kg, Lb of St.



## APP installatie

- Schakel Bluetooth in
- Verbind de smartphone of tablet met (wifi, 4G of 3G)
- Scan de QR-code of zoek "International OKOK" in de App Store of Google Play om de applicatie te installeren.



iOS



Android





Als u met Android de app "OKOK international" niet rechtstreeks via de barcode voor scannen kunt downloaden, hebt u toegang tot "Google play" om deze te downloaden.

## **Gebruik van apparaten, registratie en invullen van gebruikersinformatie**

Open de APP "OKOK International"

1. Als u een account hebt, voert u het e-mailadres en wachtwoord in om toegang te krijgen;
2. Als u nog geen account hebt, klik dan op "Doe mee" en registreer uw persoonlijke gegevens correct.  
Bijnaam> Geslacht> Geboortedatum> Lengte> Doelstelling  
(Doelstelling: volgens uw fysieke informatie wordt uw standaardgewichtsbereik berekend met behulp van de BMI)
3. Als u bent geregistreerd en uw wachtwoord bent vergeten, selecteert u "Ik ben mijn wachtwoord vergeten".



Schakel de "Bluetooth" van uw smartphone in en ga naar het hoofdscherm van de app

Klik op "Apparaat"; Schakel de schaal in; Volg de stappen in de APP om de schaal te koppelen

Device



Bind Bluetooth Scale

Bluetooth not turned on, please turn it on



Please step scale lightly and keep its screen light on.

Not Bind Now

Klik op "Go" om te beginnen



Device




Add device

# Maat

Houd Bluetooth aan en kom op de schaal, de waarde wordt weergegeven

Klik op de geregistreeerde waarde, u ziet de meetresultaten



Klik op "Trend" om de gegevens van elk item te verifiëren.



## APP-functies

Klik op het afbeeldingpictogram om naar het persoonlijke profiel te gaan. U kunt de persoonlijke informatie wijzigen / controleren.



Toont gewicht, lichaamsvet of BMI, u kunt naar beneden scrollen om de records te bekijken.

Klik op het gedeelte "Gewicht" om uw gewicht, vet (%), spier (%), hydratatie (%), BMI, visceraal vet (%), bot (LB), calorieën (Kcal / dag) te bekijken.

Uw persoonlijke gegevens zijn gerelateerd aan de nauwkeurigheid van het algoritme, zorg er daarom voor dat uw persoonlijke gegevens zoals geslacht, lengte, leeftijd correct zijn ingevoerd.


Noot:

1. Als alleen gewichtsgegevens beschikbaar zijn, klikt u op "gewicht", de gewichts- en BMI-gegevens verschijnen eenvoudig.
2. Het rapport is gebaseerd op een volledige evaluatie van alle metingen, dus het werkt alleen als alle metingen geldig zijn en alle gegevens automatisch worden opgeslagen tijdens het wegen.
3. Als uw telefoon niet beschikbaar is om te koppelen tijdens het wegen, worden de gegevens bijgewerkt wanneer ze worden gekoppeld.



Het toont uw maximale, minimale en gemiddelde gewicht, percentage lichaamsvet, hydratatie, percentage spiermassa, percentage botmassa in perioden van week, maand en kwartaal.


De gegenereerde afbeeldingen helpen u de trend van deze gegevens gemakkelijk te zien.





Open de app "OKOK", klik op "Go" om het apparaat toe te voegen voordat u gaat wegen, anders kunt u de gegevens op uw mobiele apparaat niet bekijken.




1. Verbind de Bluetooth met de telefoon, zet de weegschaal aan, laat het scherm branden en koppel de weegschaal
2. Als u de weegschaal al aan een telefoon hebt gekoppeld en nu uw telefoon wilt wijzigen, moet u deze eerst ontkoppelen van de vorige smartphone.



1.  **My target weight** Gewicht doel
2.  **Family Member**

Nodig 7 andere leden van het huishouden uit om hun naam, geslacht, geboortedatum en lengte toe te voegen.

3.  Interface configuratie gebruikt voor account instellen en de weegschaal ontkoppelen, enz.

## Hoofdfunctie

- Display: alle gegevens worden weergegeven wanneer ingeschakeld
- Capaciteit: 6 kg - 180 kg
- Divisie: 1D = 100 g / 0.2 lb
- Eenheid: KG / LB / ST
- Spanning: 3,0 V
- Batterij: 2 x AAA-batterijen
- Beste werkt temperatuur: 5 ~ 35° C
- Opslagtemperatuur -10 ~ 60° C
- Luchtvochtigheid: <= 90% RV
- Bluetooth-frequentieband: 2,4 Ghz
- Maximaal uitgezonden RF-vermogen <100 mW

## Indicaties op het scherm

- Batterij bijna leeg van minder dan 2,4 V, weergave "Lo" en uit
- Overbelasting indicatie: overbelasting van meer dan 2,5 kg, een totaal van 182,5 kg toont "Err", toont velfout en andere "Err" gegevens
- Automatische uitschakeling: als er binnen 20 seconden geen actie wordt ondernomen, wordt deze automatisch uitgeschakeld

## Veiligheidsinstructies

1. Houd het oppervlak van de weegschaal droog om ongevallen door uitglijden te voorkomen.
2. Plaats de weegschaal op een droge plaats om interne elektronische componenten te beschermen.

3. Gebruik een vochtige doek om de weegschaal te reinigen.
4. Raak de weegschaal niet aan
5. Vermijd kalkafval
6. Plaats alstublieft niet veel gewicht op de weegschaal om schade aan de hoge precisie sensor te voorkomen.

## Hoofdfunctie

1. Houd de weegschaal uit de buurt van natte grond. Gebruik de weegschaal niet.
2. Ga in het midden van de schaal staan.
3. Het weegplateau is van glas, vermijd scherpe voorwerpen die het oppervlak krassen, overmatige krachten of plotselinge slagen, een onverwachte val zal het glas breken en de gebruiker verwonden.
4. De schaal is niet onderdompelbaar. Houd het droog, dompel het niet onder in water.
5. Gebruik een vochtige doek om het oppervlak te reinigen, oplosmiddelen of chemicaliën uit de buurt van de weegschaal te houden.
6. Verwijder de batterijen wanneer deze bijna leeg zijn.

## aantekeningen

1. Ga op de schaal in de juiste positie.
2. Blijf minimaal 10 seconden op de schaal staan om de metingen correct te laten uitvoeren.
3. Bevestig dat de gegevens over geslacht, lengte en gewicht correct zijn.

## GARANTIE CERTIFICAAT

### MATERIAAL

Model: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

### OPRICHTING

Aankoopdatum: \_\_\_\_\_



Vestigingszegel

**+34 91 713 94 98**

**INNOVA CELULAR SL**  
C/ Severo Ochoa N° 9 nave 8B  
28521 Rivas-Vaciamadrid  
Madrid



**Noot:** Stel de weegschaal niet bloot aan extreme temperaturen, batterijen kunnen ontploffen

**Noot:** De BASCULA INTELIGENTE DIGITAL WIRELESS BT (BAS/AU1536 (BLUETOOTH SCALE EBS-016, EBS-016K, EBS-016W, EBS016R, EBS016G, EBS016A, EBS016B, EBS016C) heeft een garantie van drie jaar vanaf de aankoopdatum, behalve voor batterijen waarvan het onderhoud overeenkomt met de klant.

## Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart INNOVA CELLULAR dat de BASCULA INTELLIGENTE DIGITAL WIRELESS BT (BAS/AU1536 (BLUETOOTH SCALE EBS-016, EBS-016K, EBS-016W, EBS016R, EBS016G, EBS016A, EBS016B, EBS016C)) voldoet aan de essentiële vereisten en alle andere toepasselijke of afdwingbare bepalingen van de EG-richtlijnen 2014/53/EU (RED), RoHS 2011/65/EU, bijlage II (EU) 2015/863 en vermeld in (EU) 2017/2102, van het Europees Parlement en de Raad, omgezet in Spaanse wetgeving bij Koninklijk Besluit 188/2016 van 6 mei 2016. Om de volledige conformiteitsverklaring te bekijken, hebt u toegang via de volgende link:

[http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion\\_bas-au1536.pdf](http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_bas-au1536.pdf)

## Klantenservice

Alleen in het Engels en / of Spaans

Servicio de atención al cliente / Customer

Service (Español / English):

+34 91 713 94 98

**Horario de atención al cliente:** De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00

**Working hours:** Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00

[sac@innovacelular.com](mailto:sac@innovacelular.com)